

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Камера бактерицидная КБУ-1 СПУ



Применение: в операционных, перевязочных, смотровых, стоматологических кабинетах, лабораториях, аптеках, научно-исследовательских и медицинских учреждениях и других лечебно-профилактических учреждениях, где проводится работа с простерилизованными медицинскими инструментами.

Назначение: для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами. Бактерицидная камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного хранения до 7 суток (168 часов).

Особенности и преимущества

Камера бактерицидная выполнена из нержавеющей стали специальных сортов, что позволяет выдерживать воздействия агрессивных химических сред и УФ-излучения. Наличие 2 источников УФ-излучения увеличивает в 2 раза полезную площадь для размещения инструмента и обеспечивает прямое попадание УФ-лучей на инструменты, расположенные как на верхней, так и на нижней полках. Надёжна в работе и проста в управлении. На подготовку к работе затрачивается минимальное время. Камера бактерицидная обладает малым энергопотреблением, за счет раздельного включения ламп в зависимости от степени загрузки камеры и оптимальными весовыми характеристиками.

Для установки камеры на стене имеются специальные крепления.

Световая индикация режимов и времени:

- индикация времени, прошедшего с момента последней перезагрузки камеры в часах;
- индикация времени наработки ламп в часах;
- световая индикация режима “подготовка инструмента”;
- световая индикация режима “инструменты готовы”;
- световая индикация режима “время хранения инструмента истекло”;
- световая индикация режима “повторная загрузка”.

Безопасность и оповещение персонала:

- при открывании двери срабатывает звуковая и световая сигнализации;
- при загрузке камеры более 10 минут срабатывает звуковая сигнализация и мигает цифровой индикатор “час”, которые информируют медперсонал, что неостребованные инструменты вновь подлежат стерилизации;
- по истечении 7 суток (168 часов) эксплуатации, срабатывают звуковая и световая сигнализации, которые оповещают медперсонал о необходимости проведения обработки камеры;
- при открывании двери срабатывает автоматическое выключение бактерицидных ламп, что исключает облучение персонала;
- тонированное стекло задерживает УФ-излучение и обеспечивает защиту персонала, и в то же время даёт возможность визуально выбрать инструмент не открывая.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Объем, л	60
Количество отсеков рабочей камеры	2
Размеры отсеков рабочей камеры:	↓
■ верхний (ширина x глубина x высота), не менее, мм	514×315×174
■ нижний (ширина x глубина x высота), не менее, мм	514×315×208
Габаритные размеры, мм, не более: ширина x глубина x высота	562×375×535
Масса, кг, не более:	15
Бактерицидная облучённость от источника УФ-излучения (бактерицидные лампы TUV 15W фирмы «Philips», Голландия) в любой точке полок отсеков рабочей камеры, не менее, Вт/м ²	1
Время непрерывной работы камеры, час, не более	168
Время загрузки камеры, не более, мин	10

Время срабатывания светодиодного индикатора «ИНСТР.ГОТОВ», мин	10±1
Усилие, прилагаемое к ручке, необходимое для открывания двери камеры, не более, Н	20
Потребляемая мощность, кВт, не более	0,06
Средняя наработка на отказ, не менее, ч	1500
Средний срок службы, не менее, лет	8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город